

# USO CORRECTO DE LA CARETA



1  
Antes de colocarla, lávate las manos por al menos 20 segundos



2  
Retira la película plástica de la mica protectora.



3  
Ajusta las bandas elásticas y colocala arriba de la cabeza.




4  
Revisa que cubra completamente la cara.



3  
Una vez que dejes de utilizar la careta desinfectala con Virol Plus 2000 y lávate las manos.

**COVID-19**  
**#QuédateEnCasa**



OFICINA CORPORATIVA MÉXICO

(844) 866 95 20

[www.dikeninternational.com](http://www.dikeninternational.com) • [comentarios@dikeninternational.com](mailto:comentarios@dikeninternational.com)