

USO CORRECTO DEL TERMÓMETRO INFRARROJO



Antes de manipularlo, lávate las manos correctamente.



Asegurate de que el termómetro este en modo corporal.




Coloca el Termómetro apuntando hacia la frente de la persona, a una distancia de entre 5 y 15 cm. Presiona para medir y obtener el resultado.

Evita dirigir el láser a las retinas.



Una temperatura de más de 100.4 °F (38 °C) casi siempre indica que usted tiene fiebre a causa de una infección o enfermedad.

COVID-19
#QuédateEnCasa



OFICINA CORPORATIVA MÉXICO

(844) 866 95 20

www.dikeninternational.com • comentarios@dikeninternational.com