



### Desinfectante en Aerosol Fresh Linen

**No. DIKEN:** 10 05 26

**MARCA:** Wiese

**MODELO:** NAEDC43

#### DESCRIPCIÓN

- Elimina el 99% de gérmenes como E. Coli, S. Aureus, virus de la influenza y coronavirus, que se encuentran en las superficies y áreas de uso constante aromatizando y desinfectando al mismo tiempo, dejando un ambiente agradable, limpio y libre de gérmenes.
- Contenido neto: 180 g / 256 ml.
- Utilice el aerosol de tal manera que no caiga directamente sobre las personas, animales, alimentos, bebidas, áreas donde se preparan alimentos o superficies sensibles a los solventes. Utilícelo en áreas con buena ventilación.
- Conformado por Isopropil Alcohol 55%, Agua 20%, Propano Isobutano 20%, Fragancia 4.5%, Bactericida 0.5%.

#### APLICACIONES

- Lo puede utilizar en el hogar, hospitales, hoteles, oficinas, escuelas, habitaciones, cocina, área de mascotas, superficies de baño, botes de basura, teléfonos, alacenas, llaves, utensilios, mesas, closet, tapicerías, juguetes, etc.
- Para uso como dispensador siga las instrucciones indicadas en el dispensador.

#### PRESENTACIÓN

- Caja con 12 piezas.

#### CUADRO TÉCNICO

<b>AROMA:</b>	Fresh linen
<b>CONTENIDO:</b>	180 g / 256 ml
<b>INGREDIENTES:</b>	Isopropil Alcohol 55%, Agua 20%, Propano Isobutano 20%, Fragancia 4.5%, Bactericida 0.5%

#### NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- No aplica.

#### CONTRADICCIONES / LIMITANTES

- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No exponer a temperaturas mayores a 50°C/122°F.
- No fumar. En caso de inhalación: proporcionar aire fresco. En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos: Enjuague bien con agua durante varios minutos. En caso de ingestión: consulte a un médico si los trastornos persisten.
- Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aún después del uso.

**No. DIKEN**

10 05 26