



BOLSAS NASCO

No. DIKEN: 10 20 73

MARCA: NASCO

MODELO: ----

DESCRIPCIÓN

- Extensa variedad con diversas especialidades como muestreo de superficies, muestreo de alimentos, agua potable, muestreadores de líquidos, polvos y muchos más.
- Fabricadas por co-extrusión de polímeros de baja densidad y baja densidad lineal y polietileno virgen, dando a las bolsas dos características importantes:
- La película excepcionalmente clara – fácil de ver a través de ella. Resistencia superior – recipiente de la muestra irrompible.

APLICACIONES

- Para asegurar que las bolsas son estériles, un proceso de liberación paramétrica se utiliza para confirmar que todos los estándares operacionales de procesamiento se cumplen y se mantienen durante todo el ciclo de esterilización.

PRESENTACIÓN

- Según número Diken.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- USDA
- FDA
- ISO 9001.

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

- No aplica

CUADRO TÉCNICO

BOLSA NASCO con Esponja Deshidratada	Capacidad de la bolsa: 18 Oz (532 ml). – Dimensiones: 4 ¼" ancho x 9" largo (11.5 x 23 cm). – Grosor: 2.5 mils (.064 mm).
Bolsa Nasco de 18 Oz:	– Capacidad de la bolsa: 18 Oz (532 ml). – Dimensiones: 4 ¼" ancho x 9" largo (11.5 x 23 cm). – Grosor: 2.5 mils (.064 mm).
Bolsa Nasco de 24 Oz:	– Capacidad de la bolsa: 24 Oz (710 ml). – Dimensiones: 6" ancho x 9" largo (15 x 23 cm). – Grosor: 3 mils (.076 mm).
Bolsa Nasco de 100 ml con Tiosulfato:	– Capacidad de la bolsa: 100 ml. – Dimensiones: 3" ancho x 7 ¾" largo (7.5 x 18.5 cm). – Grosor: 2.25 mils (.057 mm).
Bolsa Nasco de 300 ml con Tiosulfato:	– Capacidad de la bolsa: 300 ml. – Dimensiones: 4 ¼" ancho x 9" largo (11.5 x 23 cm). – Grosor: 2.5 mils (.064 mm).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Cierre a prueba de fugas.
- Las bolsas se envían sin cargo del contacto humano en una bolsa de esterilización segura dentro de una caja sellada.

No. DIKEN

DESCRIPCIÓN

10 20 73	Bolsa Nasco con Esponja Deshidratada. Caja 100 Piezas. Mod. B01245WA
10 20 74	Bolsa Nasco de 18 Oz. Caja 500 Piezas. Mod. B00736WA
10 20 75	Bolsa Nasco de 24 Oz. Caja 500 Piezas. Mod. B01020WA
10 20 76	Bolsa Nasco de 100 ml. con Tiosulfato. Caja 100 Piezas. Mod. B01040WA
10 20 77	Bolsa Nasco de 300 ml. con Tiosulfato. Caja 100 Piezas. Mod. B01254WA